

OXIMETRO DE DEDO MD300C11



ChoiceMMed

Permite monitorear de forma rápida y eficaz a través del dedo:

- Saturación de Oxígeno en sangre.
- Pulso y Frecuencia Cardíaca con Grafica ECG.

Uso muy versátil: Hogar, Hospital, Clínicas, Cuidados Intensivos, Rehabilitación deportiva, odontología, antes o después de realizar Deporte, etc.

Especificaciones:

- Rango de medición: SpO₂: 70-99% // PR: 30-245 BPM
- Consumo Energético: menos de 25 mA / 50 horas de uso continuo
- Precisión Medición: Saturación: 70%-99% +-3%; 0-69% la precisión no está definida. Pulso: 30-99 bpm +-2 bpm; 100-235 +-2 %
- Apagado automático
- Liviano: menos de 50 gr, con pilas alcalinas incluidas.
- Aprobado por FDA y CE.
- Apagado automático
- Pequeño: 60 x 34 x 37mm (con funda de silicona incluida)
- **Incluye: correa de seguridad, funda silicona protectora, estuche en tela, 2 pilas AAA y Manual en español.**



Exclusivo: funda protectora de silicona