


Tallímetro pediátrico con grandes lengüetas

Útil para medir a bebés acostados.

El tallímetro puede atornillarse en la plataforma del cambiador del bebé (también es posible el montaje en la pared) o utilizarlo como tallímetro portátil. Sus grandes toques de cabeza y pies facilitan la determinación de la talla y las lengüetas se pliegan para facilitar su almacenamiento. Fabricado en aluminio que le confiere durabilidad.



Información sobre el producto:

Datos técnicos

Rango de medición en cm:	0 - 99 cm
Rango de medición en inch:	0 - 39 "
División:	1 mm
Dimensiones (AxAxP):	1047 x 120 x 286 mm
Peso neto:	810 g
Funciones:	Portable / Montaje en la pared
CE:	CE 0123